



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI PADOVA

AZIENDA OSPEDALIERA  
DI PADOVA



FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GINECOLOGICHE E DELLA RIPRODUZIONE UMANA  
U.O.C. di CLINICA GINECOLOGICA e OSTETRICA  
Direttore : Prof. Giovanni B. Nardelli

## MANUALE OPERATIVO

### COLPOSCOPIA

#### Materiale occorrente

#### Carrellino servitore con telino sterile provvisto di:

- speculum sterili di varie misure
- batuffoli in cotone sterili di varie misure già disposti sul telino
- cotton-fioc
- guanti monouso
- 2 pinze anatomica sterili
- 2 bicchierini in plastica monouso contenenti 1 Acido acetico al 5% e l'altro liquido di Schiller
- pinza di kogan (se richiesta dal medico per meglio visualizzare il canale cervicale).

#### Esecuzione

Far accomodare la signora sul lettino in posizione ginecologica, in caso di difficoltà motorie (interventi chirurgici, disabilità ecc.) aiutare la paziente.

Il ginecologo esegue la colposcopia utilizzando uno speculum, i batuffoli e i liquidi preparati.

Durante l'esame il medico potrebbe voler utilizzare anche altri strumenti (es. pinza di kogan), o richiedere altri batuffoli che vanno posti sul telino sterilmente.

Terminato l'esame eliminare il materiale utilizzato e sostituirlo con altro sterile  
Rivestire ogni volta le maniglie del colposcopio con nuova pellicola.